

CUT601B

Jellybag Gel termico caldo& freddo cm.26x16 - 1 pezzo

*Jellybag Gel Hot&cold cm.26x16 - 1 piece*

**SPECIFICHE/SPECIFICATIONS**

Peso singola unità/Single unit net weight: gr.400

**INTRASTAT** 39249000

**EAN** 8024112006271

**ITF** 08024112930545



**Imballo - Packaging**

Pesi/Misure/Grammature possono subire variazioni del +/- 5%.

<b>CONFEZIONE</b>	<b>Pezzi/confezione - pcs/box:</b>	1,00
	<b>Peso netto a conf. - net weight for box (gr):</b>	400,00
	<b>Packaging</b>	cartoncino eurosloot/eurosloot card-PAP21-Carta/Paper sacchetto/bag-PET01-Plastica/Plastic

<b>CARTONE</b>	<b>Confezioni/cartoni - boxes/carton:</b>	24,00
	<b>Cartone - Carton size cm. (LxLxH.)</b>	38.0x28.0x20.0
	<b>Peso cartone - weight of carton (kg):</b>	10,10

<b>PALLET</b>	<b>Palletizzazione standard - standard palletizing:</b>	32,00
	<b>Colli per strato - cartons/floor</b>	8
	<b>N° strati - floor nr:</b>	4

**Uso e conformità - Uses and certificates**

**Materiali e modalità d'uso  
Materials and use instructions**



Hot & Cold Gel pack-per applicazioni calde e fredde Riutilizzabile, resistente e pratico. Istruzioni per applicazione a caldo: MICRONDE : Posizionare il prodotto piatto nel microonde con sotto un panno. Riscaldare per 40 secondi ad un'intensità media o al 50%. Rimuovere e distribuire il gel all'interno della borsa in modo tale che si distribuisca il calore uniformemente e ripetere questa operazione fino a temperatura desiderata. (non superare la temperatura di 60°) Interrompere immediatamente il riscaldamento se la borsa si espande eccessivamente Istruzioni per applicazione a freddo: FREEZER Posizionare il prodotto nel freezer per almeno 3-4 ore oppure per tutta la notte. Posizionare il prodotto all'interno della borsa frigo o refrigeratore. Uso esterno. Utilizzare sempre un panno per maneggiare ed applicare. Questo articolo non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Origin Extra UE

Articolo idoneo al Contatto con alimenti Normativa europea. Regolamento CE nr 1935/2004 Reg. (UE) 10/2011 e successive modifiche. Normativa nazionale italiana di riferimento è il Decreto del Ministero della Sanità 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche concernente la disciplina igienica degli imballaggi recipienti destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari.

Fit for food contact. Regulated by Regulation EC nr 1935/2004 and Reg. (UE) 10/2011 and subsequent amendments. Italian's regulation Decree of the Ministry of Health 21 March 1973 updated and amended and sets the general principles for materials intended to come in contact with foodstuffs.